

Refractómetro Digital PAL DOG, CAT & Rabbit



Mida la gravedad específica de orina de perro, gato y conejo de forma sencilla y segura. Esta unidad es un refractómetro programado con la escala de gravedad específica de orina para perros, gatos y conejos, todas las escalas en una unidad. Simplemente coloque 0.3 ml de la muestra (orina) en el prisma, presione el botón START y un valor de medición digital se mostrará en 3 segundos.

ESPECIFICACIONES	
Modelo	PAL-DOG&CAT
Número de catálogo	4529
Rango de Medición	Densidad Específica de la Orina (Perro) 1.000 a 1.060 Densidad Específica de la Orina(Gato) 1.000 a 1.080 Densidad Específica de la Orina(Conejo) 1.000 a 1.100
Resolución	0.001
Exactitud de la Medición	±0.001
Rango de Compensación de Temperatura	10 a 35°C

