

## Adenovirus / RSV / Influenza A+B Combo Rapid Test Cassette (hisopo nasofaríngeo)

**NOMBRE COMERCIAL:** Adenovirus / RSV / Influenza A+B Combo Rapid Test Cassette (hisopo nasofaríngeo)

**REF:** IARI-535

**PRESENTACIÓN:** 1 Caja que contiene: 10 Casetes, 10 Goteros, 10 hisopos, 1 buffer

**TIEMPO DE LECTURA:** 15 minutos

**TIPO DE MUESTRA :** hisopo nasofaríngeo

**SENSIBILIDAD:** Adenovirus 98,2%

RSV 92,7%

FLU A + B FLU A + B Tipo A- 99% Tipo B- 97,7%

**ESPECIFICIDAD:** Adenovirus 98,2%

RSV98%

FLU A + B Tipo A- 98,9% Tipo B- 99%

**CADUCIDAD:** 24 MESES.

**CONSERVACION:** 2°C– 30 °C.

### Especificaciones técnicas :

1. Lectura rápida, tras 15 minutos.
2. Sensibilidad garantizada en cada lote.
3. Certificado CE.



