



Una solución simple para pruebas específicas

Prueba molecular rápida para *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.

Chlamydia trachomatis (CT) y *Neisseria gonorrhoeae* (NG) se encuentran entre las ITS más frecuentemente transmitida. Se estima que 146 millones de personas adquieren CT y 51 millones de personas adquieren GN anualmente en todo el mundo.

Si no se tratan, ambas infecciones conllevan graves consecuencias para la salud, como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, complicaciones durante el embarazo e infecciones en recién nacidos .

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.

HG CT /NG Combo aprovecha la tecnología molecular, de acuerdo con las últimas directrices clínicas, para garantizar una precisión óptima, un tratamiento directo y limitar la transmisión posterior.



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU.

HiberGene Diagnostics es una empresa con certificación ISO 13485.

Número de certificado BSI MD 632990

* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la venta en el mercado estadounidense



Velocidad

- Resultados positivos en 60 minutos*
- Resultados negativos en 70 minutos



Simplicidad

- Siga el mismo protocolo para muestras de orina e hisopos
- Reactivos liofilizados listos para usar
- No se requiere extracción de ácido nucleico



Coste-Efectivo

La amplificación isotérmica elimina la necesidad de equipos de PCR complejos y costosos



Preciso

- Diagnóstico diferencial entre CT y NG
- Sensibilidad relativa combinada de > 96,8% y especificidad de > 99,2% para ambos objetivos en todos los tipos de muestras utilizando PCR como método de referencia.

Orina o Medio del Hisopo



Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

¿Cuál es el beneficio de una prueba precisa?

Hasta el 75% de los pacientes que reciben antibióticos para clamidia y gonorrea en base a los síntomas se encuentran posteriormente ser negativos para ambas infecciones. **American Journal of Infection Control, 2016**

Información sobre pedidos

Product Name	# of Tests	Catalogue
HG CT/NG Combo	30	HGCTNGR
HG CT/NG Combo Positive Control	18 x CT & 18 x NG	HGCTNGC
HG Swift	-	HGSWIFT