

# Dando tranquilidad a las futuras madres.

Prueba molecular rápida para  
Streptococcus del grupo B. Ahorre  
Tiempo. Salve Vidas.



El estreptococo del grupo B es la principal causa de infección neonatal grave, que afecta de 0,5 a 3 de cada 1000 nacidos vivos. Se asocia con altas tasas de mortalidad (10%) y morbilidad (20%).

20 – 30% of pregnant women are colonised with GBS and risk passing the infection to the baby.

## Ahorre Tiempo. Salve Vidas.

Rápido, simple y preciso, HG Group B Streptococcus es la solución de prueba completa para pruebas preparto, intraparto y neonatal.



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en [bit.ly/HG\\_IFU](https://bit.ly/HG_IFU). HiberGene Diagnostics es una empresa con certificación ISO 13485. Número de certificado BSI MD 632990

\* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la venta en el mercado estadounidense





### Velocidad

- Resultados positivos en 50 minutos\*
- Resultados negativos en 70 minutos



### Simplicidad

- Requiere un entrenamiento mínimo
- Admite múltiples tipos de muestras (sangre total, LCR, caldo y hisopos rectovaginales)
- Reactivos liofilizados listos para usar



### Coste-Efectivo

La amplificación isotérmica elimina la necesidad de equipos de PCR complejos y costosos



### Preciso

- ≥ 95% Sensibilidad y especificidad para todos los tipos de muestras.

#### Test Maternal



#### Test Neonatal



Para obtener un protocolo detallado, consulte las Instrucciones de uso

### Por qué la prueba durante el parto?

"La decisión clave emitida después de la conferencia es recomendar la profilaxis antimicrobiana (PAI) intraparto basada en una estrategia universal de detección del SGB intraparto utilizando pruebas rápidas en tiempo real."

European Consensus Conference on GBS screening, 2013

"un simple kit de cabecera que permite al personal de trabajo de parto y parto realizar una prueba, tiene un tiempo de respuesta de <30 minutos y tiene una sensibilidad y especificidad de ≥ 90%." US CDC recommendation, 2010

"beneficio neto de \$ 6 por nacimiento cuando se usa el cribado molecular intraparto." El Helali et al., 2009

### Información Pedidos

Product Name	# of tests	Catalogue #
HG Group B Streptococcus	30	HGGBSR
HG Group B Streptococcus Control	18	HGGBSC
HG Swift	-	HGSWIFT
Mini Heating Dry Bath Incubator	-	HGHEATB